

---

# DIE AM HÄUFIGSTEN AUFTRETENDEN FRAGEN

## FAQ T-POD™

---

### WELCHE VORTEILE BIETET DER T-POD™ IM VERGLEICH ZU ANDEREN BECKENSYSTEMEN?

- > Breiter, angenehmer handhabbar und angenehmer für den Patienten
- > Toleriert durch die Breite etwaige Schwankungen in der Anlagehöhe
- > Intuitive Anwendung
- > Nur eine Größe! Der T-POD™ ist so gebaut, dass man ihn individuell für jeden Patienten anlegen kann.

---

### WIE LANGE DAUERT ES DEN T-POD™ ANZULEGEN?

- > Die Anlage des T-POD™ erfordert minimales Training und kann in kürzester Zeit erfolgen ohne die weitere Versorgung zu verzögern.

---

### WOZU BRAUCHE ICH DEN T-POD™ ÜBERHAUPT, REICHT NICHT EINE VAKUUMMATRATZE?

- > Eine Stabilisierung durch zirkulären Zug wie mit dem T-POD™ kann durch eine Vakuummatratze nicht erreicht werden.
- > Die Anlage des T-POD™ führt zu einer Verkleinerung des Volumens eines frakturierten Beckens und dementsprechend zu weniger Raum für Blutverlust, einer Stabilisierung der frakturierten Knochenfragmente und dadurch zu einer Reduktion von Schmerzen, sowie einer Reduktion der Blutung.

---

### WELCHE ANATOMISCHEN LANDMARKEN BRAUCHE ICH UM DEN T-POD™ ANZULEGEN?

- > Darmbeinschaukeln (T-POD™-Oberkante ca. 1 cm unterhalb anlegen), oder
- > Trochanter Major (Längs-Mittellinie des T-POD™ auf dieser Höhe anlegen).

---

### SOLLTE DER T-POD BEI ALLEN PATIENTEN MIT VERDACHT AUF BECKENBRUCH ANGELEGT WERDEN?

- > Ja, der TPOD™ sollte bei allen Patienten mit Verdacht auf eine Beckenfraktur angelegt werden.

### IST DER T-POD™ EIN EINMALPRODUKT?

- > Ja, der T-POD™ wird unter Umständen dem Patienten individuell angepasst bzw. zugeschnitten. Aus hygienischen Gründen darf er nur einmal verwendet werden.

---

### WARUM MUSS DER T-POD™ NACH ANLAGE GESCHNITTEN WERDEN?

- > Der T-POD™ muss nicht zwangsläufig eingeschnitten werden, er kann auch nach innen gefaltet werden. Aufgrund des höheren Komforts für den Patienten wird das Schneiden allerdings empfohlen.

---

### WIE STARK SOLL DAS ZUGSYSTEM ANGEZOGEN WERDEN?

- > Die ideale Spannung wird durch einen 15-20 cm großen Abstand zwischen den (eingeschlagenen oder abgeschnittenen) Enden hergestellt. Dieser Abstand garantiert eine ausreichende und gleichmäßige Kompression.

---

### GIBT ES GRÜNDE GEGEN DIE BENUTZUNG DES TPOD™?

- > Es gibt keine Gründe die gegen die Benutzung sprechen. Ein „Nicht Anlegen“ kann aber fatale Folgen haben.

---

### KANN DER T-POD ÜBER DER BEKLEIDUNG ANGELEGT WERDEN?

- > Ja, aber es wird empfohlen die Bekleidung zu entfernen.

---

### WIE LANGE KANN DER T-POD™ AM PATIENTEN VERBLEIBEN?

- > Es wird empfohlen, den TPOD™ nach Beschmutzung oder nach 24 Stunden zu erneuern. In Ausnahmefällen kann er länger auf dem Patienten belassen werden. Es sollte aber der Sitz und die Festigkeit regelmäßig überprüft werden.

---

### WIE BEKOMMT MAN ZUGANG ZUR LEISTENGEGEND BEI RADIOLOGISCHEN EINGRIFFEN? (ANGIOGRAPHIE)

- > Wenn erforderlich kann der T-Pod™ für eine etwaige Angiographie in geringem Maße eingeschnitten werden.