

AKTIVER WÄRMESCHUTZ

READY-HEAT™ PRE-HOSPITAL DECKE, WESTE UND KOKON UND HOSPITAL TEMPERATURE MANAGEMENT BLANKET

Ready-Heat™ Pre-Hospital Produkte sind perfekt für den länger dauernden Patiententransport und die Notfallrettung.

ReadyHeat™ Full Body Temperature Management Blanket ist eine aktive Wärmedecke für den innerklinischen Bereich. Die verwendeten Wärmepads sind kleiner und anders angeordnet als bei den präklinischen Produkten.

Die Produkte bieten schnelle aktive Wärme zur Hypothermieprophylaxe und bestehen aus einem Vliesstoff, in den Wärmeelemente eingearbeitet sind. Nachdem die Verpackung geöffnet wird, reagieren die Elemente mit Sauerstoff, erwärmen sich in etwa 15 Minuten auf ca. 40° C und halten diese Temperatur für mindestens acht Stunden. Kurzfristig sind auch höhere Temperaturen bis 52°C möglich, weshalb Ready-Heat™ Produkte nicht direkt auf die nackte Haut gegeben werden sollten.

KOMPONENTEN:

> **VLIESDECKE:** Die Decke besteht aus einer synthetischen, wasserfesten Faser (98% Polycapronamid und 2% Titaniumdioxid) und einer Schaumstofffüllung. Die Wärmeelemente sind in speziellen Taschen sicher in die Decke eingearbeitet.

> **WÄRMEELEMENT:** Jedes Element ist umgeben von einem luftdurchlässigen Polyethylenlaminat. [Chemische Zusammensetzung: Eisenpulver (50-60%), Wasser (15-25%), Aktivkohle (5-10%), Wasser Vermiculit (1-3%), Salz (2-5%), Holzpulver (2-5%) und Wasserabsorbierendes Pulver (0.1-1%)].

> **VERPACKUNG:** Jede Decke ist in einer durchsichtigen Tasche vakuumverpackt. (Polypropylenschicht mit einem vinyliden, chloriden ummantelten Material).



MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria
T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsci.com
Web: www.medicalscsca.at

MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany
T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalscg.de
Web: www.medicalscg.de



1 ELEMENT DECKE

Vakuumverpackt: 22,2 x 30 cm
 Geöffnet: 40,6 x 45,72 cm
 Gewicht: 280 g



6 ELEMENT DECKE

Vakuumverpackt: 32,25 x 40 cm
 Geöffnet: 91,5 x 152,5 cm
 Gewicht: 1130 g



12 ELEMENT DECKE

Vakuumverpackt: 32,25 x 40 cm
 Geöffnet: 86,5 x 122 cm
 Gewicht: 680 g



WESTE

Vakuumverpackt: 22,2 x 30 cm
 Größe: Universal
 Gewicht: 270 g



KOKON FÜR KINDER

Vakuumverpackt: 22,2 x 30 cm
 Geöffnet: 66 x 66 cm,
 Gewicht: 270 g



TEMPERATURE MANAGEMENT BLANKET

Geöffnet: 86 x 152 cm
 Gewicht: 450 g

Artikel Nr.	Militär NSN	Bezeichnung	Stk.	Preis (exkl. MwSt.)
S1RHSM	6532-01-538-1525	1 Element Decke	1	13,18 €
S6RHLG	6532-01-525-4063	6 Elemente Decke	1	41,52 €
G12RH2	6532-01-538-0759	12 Elemente Decke	1	27,70 €
GRHV06A	-	Weste	1	14,21 €
GIW6C	-	Kokon für Kinder	1	13,66 €
SB9RH9120	-	TMB Full Body Blanket	1	18,00 €
SB9RH9120	-	TMB Full Body Blanket	10	171,00 €