

BECKENSTABILISIERUNG

T-POD™ RESPONDER™ UND T-POD™ COMBAT™

Beckenfrakturen können massiven Blutverlust zur Folge haben. Der T-Pod™ Beckengurt hilft, diesen Blutverlust zu reduzieren und sollte deshalb möglichst frühzeitig, bereits bei Verdacht einer Beckenfraktur, angelegt werden. Durch gleichmäßige, symmetrische und zirkuläre Kompression werden Knochenfragmente stabilisiert, das Volumen im Becken reduziert und Schmerzen gelindert. Das Anlegen selbst erfolgt dabei sehr einfach und schnell, ohne die weitere Versorgung unnötig zu verzögern. Das weiche, latexfreie Material schmiegt sich angenehm an und kann individuell an die Anatomie des Patienten angepasst werden. Deshalb ist der T-Pod™ Beckengurt auch für Kinder zugelassen: die beste Passform wird ab einem Körpergewicht von ca. 23 kg erreicht. Zusätzlich ist der T-Pod™ Beckengurt zu 100% strahlendurchlässig und kann im Röntgen, im CT und im MRT am Patienten belassen werden.



T-POD™ RESPONDER™ UND T-POD™ COMBAT™
DIMENSIONEN UND GEWICHT:
Ungeöffnet: 29 x 25 x 4 cm
Geöffnet: 142 x 21 cm, Gewicht: 350 g



vor der Behandlung



nach der Behandlung

Artikel Nr.	Militär NSN	Bezeichnung	Stk.	Preis (exkl. MwSt.)
T-PODR	6515-01-526-2788	T-POD™ Responder™ - Orange	1	84,50 €
T-PODC	6515-01-526-2788	T-POD™ Combat™ - Schwarz	1	84,50 €

MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria
T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsca.com
Web: www.medicalsca.at

MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany
T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalsca.de
Web: www.medicalsca.de