

TAKTISCHE RETTUNG TALON II MODEL 90C LITTER

Die NAR Talon II Model 90C Trage ist als "safe-to-fly" in U.S. Army Helikoptern zertifiziert und erfüllt die NATO Evakuierungsvorschriften. Sie ist eine 4-fach zusammenklappbare Trage – beim Öffnen der Trage rasten die Schaniere automatisch zur Fixierung ein. Die einziehbaren Griffe können verlängert werden. Die Talon II Trage hat 6 Befestigungspunkte für Infusionsständer und wird mit 2 Patienten-Sicherungsgurten geliefert.

ZUBEHÖR, SEPARAT ERHÄLTLICH:

- > Talon II – Tragetasche (Schwarz, OD Grün, Coyote, DUC)
- > Talon II - Infusionsständer
- > Talon II – Rückenlehne: bietet einen 90 / 45° Winkel
- > 83,82 cm – Ständer für Trage (2 Stück – Set)



TALON II MODEL 90C LITTER:

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Zusammengeklappt: 52 x 22 x 24 cm

Offen, Griffe eingezogenen: 198 x 57 x 15 cm

Offen, Griffe ausgezogenen: 228,6 x 57 x 15 cm

Gewicht: 7400 gr, Nutzlast: 544,3 kg

Bodenabstand: 3,8 cm

Artikel Nr.	Militär NSN	Bezeichnung	Stk.	Preis (exkl. MwSt.)
60-0002	6530-01-504-9051	Talon II 90C Litter	1	600,83 €
60-0009	6530-01-531-6907	Tragetasche-Schwarz	1	84,82 €
60-0010	6530-01-504-9055	Tragetasche-OD Grün	1	84,82 €
60-0011	6530-01-531-6854	Tragetasche-Coyote	1	84,82 €
60-0025	-	Tragetasche-DUC	1	84,82 €
60-0008	6530-01-504-9054	Infusionsständer	1	44,10 €
60-0027	6530-01-594-7444	Rückenlehne-Militär Grün	1	129,59 €
60-0014	6530-01-523-3314	Ständer für Trage-Militär Grün	2	280,00 €

MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria

T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsci.com

Web: www.medicalsc.a.at

MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany

T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalscg.de

Web: www.medicalscg.de