

NOTFALLBANDAGEN

ERSTE HILFE TRAUMA BANDAGE WOUNDSTOP CARE 1+

Die Wound Stop Care 1+ wurde ohne Druckbügel und speziell für die Versorgung von leichten bis mäßig starken Blutungen, sowie tiefen Wunden und Abschürfungen entwickelt. Sie verbindet alle Vorteile der "klassischen" 15 cm breiten Emergency Bandage, wie die große, nicht verklebende Wundauflage, das hochwertige Material der Bandage, den durchgenähten Faden, der ein unkontrolliertes Abrollen verhindert, die Schlaufe zur Selbsthilfe und das charakteristische Verschlusssystem. Durch die Vakuumverpackung vor äußeren Einflüssen geschützt, ist die kompakte Wound Stop Care 1+ schnell griffbereit und leicht anwendbar. Optimal auch für die Erste Hilfe bei sportlichen Aktivitäten und im Outdoor-Bereich, wenn der Verband auch bei Bewegung gut sitzen soll, wie z.B. bei Knie- oder Ellenbogenverletzungen.



WOUNDSTOP CARE 1+
DIMENSIONEN UND GEWICHT
Ungeöffnet: 12,5 x 24 x 4 cm
Geöffnet: 15 cm x 3,7 m, Gewicht: 85 g



Artikel Nr.	Militär NSN	Bezeichnung	Stk.	Preis (exkl. MwSt.)
104222000	-	15 cm x 3,7 m - Weiss Wound Stop Care 1+	1	5,10 €